

FIX หูฟัง

หน่วยแพทย์กู้ชีวิต โรงพยาบาลกลาง

มูลเหตุจูงใจ

ตามมาตรฐานการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน (5ส) และมาตรฐานการใช้เครื่องมือแพทย์กำหนดมาตรฐานการใช้งาน การเก็บรักษาหูฟัง (Stethoscope) ก่อนและหลังการใช้งาน เก็บให้ถูกตามมาตรฐานเพื่อป้องกันสายหัก งอ หรืออาจชำรุด ตก หล่นจากแรงเหวี่ยงของรถพยาบาลซึ่งวิ่งด้วยความรวดเร็วทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ รวมทั้งเกิดสูญหายจากการเก็บไม่เป็นที่ ดังนั้นหน่วยแพทย์กู้ชีวิตจึงได้คิดค้นนวัตกรรมโดยดัดแปลงวัสดุอุปกรณ์จากการใช้งานแบบเดิมที่แขวนเก็บไม่ถูกลักษณะ และตกหล่นง่ายให้สามารถใช้งานได้สะดวกและเป็นไปตามมาตรฐานการใช้เครื่องมือแพทย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันสายหัก งอ ชำรุด ตก หล่น กระแทก
2. เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

การดำเนินการ


PLAN

จัดหารางครอบสายไฟขนาด1.5 x 50 cm
เหล็กหนีบกระดาษขนาด1.1/4 และ
กระดาษกาวชนิดบาง



DO

ตัดรางครอบสายไฟและติดกระดาษกาว
นำไปติดตั้งที่รถพยาบาล



Check

ทดลองใช้และเก็บสถิติการใช้งานอุปกรณ์ทุก ๆ เดือน

ACT

สาธิตวิธีใช้



ผลลัพธ์


- 1 อุปกรณ์หูฟังหัก งอ ตก หล่น ชำรุด 0 ครั้ง
- 2 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมากกว่า 90 %

การนำไปใช้ประโยชน์

บุคลากรในหน่วยงานนำนวัตกรรมโดยดัดแปลงวัสดุอุปกรณ์จากการใช้งานแบบเดิมที่แขวนไว้เก็บไม่ถูกลักษณะและตกหล่นง่ายนั้นให้ใช้งานได้สะดวกและเป็นไปตามมาตรฐานการใช้เครื่องมือแพทย์

สรุป

1. ได้รู้หลักการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
2. สามารถยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ได้
3. สะดวกต่อการใช้งานตามมาตรฐาน(5 ส)



Klang
Hospital



โรงพยาบาลกลาง
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
Bangkok Metropolitan Administration
GENERAL HOSPITAL