

UPCYCLE

ชื่อผลงาน Freeze Bag

ชื่อเจ้าของผลงาน/ทีมงาน/หน่วยงาน

๑. นางสาวจุฑามาศ ยุทธชนะ โทร.๐๘๓-๐๗๙-๑๓๑๒
 ๒. นางสาวอมรา มาลาวัลย์
 ๓. นางสาวปณชรัศมี แสงเพ็ญจันทร์
- หน่วยงาน หออภิบาลทารกแรกเกิด โทร.๑๐๗๒๐

การใช้งาน

Freeze Bag ใช้สำหรับใส่ถุงบีบเก็บน้ำนมแม่แช่แข็งเพื่อนำมาโรงพยาบาลหรือนำกลับบ้าน โดยรักษาความเย็น เพื่อไม่ให้นมแม่เสื่อมคุณภาพ

วัสดุเหลือทิ้งที่ใช้

๑. ผ้าสีฟ้า
๒. Plle pouch
๓. ยางรัดของหรือElastic
๔. เช็มและด้าย
๕. Foil



กระบวนการผลิต

ตัดเย็บผ้าสีฟ้าเป็นกระเป๋าโดยบุภายในด้วยฉนวนกันความร้อนเพื่อรักษาความเย็น

ใช้ถุงน้ำแข็งหรือ cold pack รอง (ตามรูป)

ใส่ถุงบีบเก็บนํ้านมแช่แข็ง

